

# MESAS QUIRÚRGICA KRATUS



# ACCESORIOS OPCIONALES




# AULA 2


## ACCESORIOS OPCIONALES

# ACCESORIOS OPCIONALES CIRURGÍA GENERAL


## 271400 BANDEJA PORTA INSTRUMENTOS




## 271425 SOPORTE DE SUERO



# 270430 CORREA DE FIJACIÓN DEL PACIENTE



## 271436 PORTA MUSLO




\*Recomendada a aquisição de par.

## 270324 PULSERA



\*Recomendada a aquisição de par.

# 270210 SOPORTE EN DECÚBITO LATERAL




# ACCESORIOS OPCIONALES CIRUGÍA PLÁSTICA

## 271613 CABECERA “SEGURA”



## CABECERA GEL CONFORT




# ACCESORIOS OPCIONALES CIRUGÍA DE OBESIDAD

271799

## EXTENSOR DE CIRUGÍA PARA OBESOS

Aumenta el ancho de la mesa en 300 mm. El conjunto se compone de ocho extensores, dos de los cuales cuentan con regla lateral.



# ACESSÓRIOS OPCIONAIS TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA

## 271610: CONJUNTO DE ACCESORIOS DE TRACCIÓN PARA EL CUELLO DEL FÉMUR


Indicaciones de uso:

Cirugías ortopédicas con tracción de fémur. El paciente puede colocarse en decúbito supino, desplazado hacia la derecha, hacia la izquierda o en soporte central.

Compatible con el uso de intensificador de imágenes.

Componentes del kit:

- Barras de tracción (par);
- Poste perineal (unidad);
- Tractor helicoidal (par);
- Manivela (par);
- Sandalias de tracción (par);
- Soporte móvil (con ruedas) (par).



## 271602: CONJUNTO DE ACCESORIOS DE TRACCIÓN LATERAL DECÚBITO

Indicaciones de uso:

Cirugías ortopédicas para tracción del fémur en decúbito lateral. Puede montarse en el lado derecho o izquierdo de la mesa, además de las articulaciones para ajuste de posicionamiento, también ofrece la función de elevador.

Compatible con el uso de intensificador de imágenes.

Componentes del kit:

Elevador con manivela (unidad);

Posicionador (par);

Reposabrazos pág. decúbito lateral (unidad);

Barras de tracción (par);


poste perineal (unidad);

Tractor helicoidal (par);

Manivela (par);

Botas de tracción (par);

Soporte móvil (con ruedas) (par).



\*Complementario: tracción del tobillo femoral.

## 271580: CONJUNTO DE ACCESORIO TRACCIÓN TIBIA


### Indicaciones de uso:

Cirugías ortopédicas para tracción de tibia. Se puede montar para intervenciones en la pierna derecha o izquierda, con regulación de altura e inclinación, además de intervenciones en la rodilla. Compatible con el uso de intensificador de imágenes.

### Componentes del kit:

Soporte para rodilla (unidad);  
Barras de tiro (par);  
poste perineal (unidad);  
Tractor helicoidal (par);  
Manivela (par);  
Botas de tracción (par);  
Soporte móvil (con ruedas) (par).

\*Complementario: tracción del cuello femoral



## 270728: CONJUNTO DE ACCESORIO TRATAMIENTO HUMERO

Indicaciones de uso:

Cirugías ortopédicas / Tratamiento de Húmero.


Incluye sistema de fijación ajustable (tipo Weinberg).

Componentes del kit:

Sistema de fijación Weinberg (unidad);

Tractor helicoidal (unidad);

Manivela (par).



\*Complementario: Tracción del Fémur

## 270500: CONJUNTO ACCESORIO PARA CIRUGIA DE HOMBRO

Indicaciones de uso:

Cirugías ortopédicas del hombro. Puede montarse para cirugía en el lado derecho o izquierdo del paciente, con placas removibles y reposacabezas con ajuste para derecha e izquierda, además del sistema de etiquetas que permite cualquier movimiento.


Compatible con el uso del amplificador de imagen.

Componentes del kit:

Placas traseras extraíbles (par);

Reposacabezas (unidad);


Regla de ajuste horizontal (unidad).




## 271270: CONJUNTO DE ACCESORIO PARA CIRURGIA PROCTOLÓGICA / COLUMNA VERTEBRAL

Indicaciones de uso:  
Cirugía ortopédica de columna / Cirugía rectal.

Componentes del kit:  
Soporte para rodilla (unidad);  
Soporte ajustable ilíaco/bíceps femoral (unidad);




## 271407 ADAPTADOR NEURO (P/ DISPOSITIVO MAYFIELD)



O adaptador neuro esta fabricado en acero inoxidable AISI 304, la distancia para fijar el Mayfield es de 173 mm y el diámetro del orificio es de 17 mm.

# 271609 CARRO PORTA ACCESORIOS




# ACCESORIOS OPCIONALES OBSTETRICIA Y UROLOGÍA

## 270488: CONJUNTO DE ACCESÓRIO PARA CIRURGIA OBSTÉTRICA

Indicaciones de uso:  
Cirugía Obstétrica / Parto.

Componentes del kit:  
Soportes para piernas ajustables (par);  
Cuenca con rieles (unidad);  
Tomar las manos (par).



## 270492: CONJUNTO DE ACCESORIO PARA UROLÓGICA /RTU


Indicaciones de uso:

Cirugía Urológica-RTUP / Posición Litotómica


Componentes del kit:

Soportes para las piernas (par);

Lavabo con barandillas y desagüe (unidad).





## 271249 SOPORTE ILÍACO





# ACCESORIOS OPCIONALES RADIOLOGIA

## 271250 BANDEJA PORTA PLACAS RADIOGRÁFICAS





## 271254 SOPORTE LATERAL CASSETE RX




## 277276 PROLONGADOR MESA QUIRÚRGICA

### MIEMBROS INFERIORES



### MIEMBROS SUPERIORES



Compatible con el uso del amplificador de imagen. 



# FIN AULA 2

Análise Crítica	Nome	Visto	Data	Vigência
Elaborado por:	Audrey Teixeira		22/01/24	22/01/24
Revisado por:	Péricles Damin		22/01/24	
Aprovado por:	Gisele Fontoura		22/01/24	